

AF Medtemp

Schuimdrukter voor proceswaterbehandeling (30-50°C)

Productomschrijving

AF Medtemp is een geconcentreerde schuimdrukter speciaal ontwikkeld voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie.

Belangrijke eigenschappen

- **AF Medtemp** is een geconcentreerde schuimdrukter gebaseerd op laag schuimende oppervlakte actieve stoffen. Het wordt aanbevolen als additief voor proceswater voor veel applicaties waaronder het wassen en verwerking van aardappels groenten en fruit. Het is ook geschikt voor gebruik in slachterijen tegen schuimvorming door bloedresten en in broeitanks etc.
- **AF Medtemp** is ontwikkeld voor gebruik bij middelmatige temperaturen en de schuimdrukkende werking is het beste in de temperatuur range tussen 30°C en 50°C. Het kan direct gedoseerd worden in het proceswater op elk willekeurig punt.
- **AF Medtemp** is ontwikkeld voor gebruik in combinatie met de **Diversey AntiFoam Controller** om ten allen tijde de juiste, meest kost- efficiënte dosering direct vanuit de verpakking te garanderen.

Voordelen

- Economisch in gebruik bij zeer lage concentraties.
- Niet corrosief, veilig voor gebruik op alle metaal soorten en kunststoffen.
- Vloeibaar product kan automatisch gedoseerd worden voor een continue schuimdrukkende werking.
- Goedgekeurd door the US Food and Drugs Administration als een additief voor de voedingsmiddelenindustrie.

Gebruiksaanwijzing

AF Medtemp wordt direct in het proceswater gedoseerd. De concentratie hangt af van de hoeveelheid vervuiling en het schuimgedrag. Voor meer informatie vraag naar de speciale instructiekaarten.

VB23

AF Medtemp

Schuimdrukker voor proceswaterbehandeling (30-50°C)

Technische gegevens

Uiterlijk	Visceuze melkachtige vloeistof
S.g (20°C)	1.02
PH (puur product.)	7.8
COD	18 gO ₂ /Kg
N	N.A.
P	N.A.

Bovengenoemde data zijn gemiddelden voor dit product en mogen niet gebruikt worden als specificaties.

Veilige hantering en opslag

Opslaan in de originele gesloten verpakking. Voorkom extreme temperaturen. Volledige informatie over omgang met en distributie van dit product vindt u op het separaat geleverde productveiligheidsblad.

Product toepasbaarheid

AF Medtemp kan in de aanbevolen concentraties en temperatuur veilig toegepast worden op de meest gangbare materialen die in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt worden. Bij twijfel is het aan te raden het materiaal eerst te testen voor het herhaaldelijk gebruik van dit product.

Goedkeuringen

De ingrediënten in **AF Medtemp** zijn goedgekeurd volgens de "US Federal Food, Drug and Cosmetic Act" en andere relevante "food additive regulations" (incl 21C.F.R. 173.340 ('Defoaming agents')) voor de verwerking van groenten en fruit, inclusief aardappelen, wortels en appels.

Verkrijgbare verpakkingen

Artikelnummer	Verpakkingsgrootte
7509862	20L
7510332	200L