



## Specificaties Desinfector-Pro

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Art nr:                   | BLS-XBH-07205                             |
| EAN code:                 | 8720299178205                             |
| Electrotraat:             | 12 Kv                                     |
| Voltage:                  | 14,4 V lithium batterij                   |
| Batterij oplader:         | 4A. Li-Ion                                |
| Batterij gebruik:         | ca 3000 m2                                |
| Hogedruk pomp:            | 6-15 bar                                  |
| Membraan:                 | EPDM                                      |
| Blower:                   | 70mm ip65, high volume reikwijdte 2 meter |
| Druppel afgifte spuitkop: | 1,7 ml/sec                                |
| Gewicht:                  | 1,5 kg (incl. batterij)                   |
| Afmetingen apparaat       | L 320 x B 270 x H 80                      |
| Desinfectie vloeistof:    | 500 ml fles                               |

## Logistieke gegevens

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Verzendenheid doos:   | 430 x 310 x 120 cm                           |
| Omdoos (4 apparaten): | 450 x 330 x 500 cm                           |
| Gewicht:              | 2,6 kg (incl. 500ml fles en batterijoplader) |
| Pallet:               | 72 apparaten ( 3 lagen x 6 omdozen)          |

## Gebruik apparaat

De Desinfector-Pro is zeer geschikt om oppervlakken en objecten snel en doeltreffend te desinfecteren. Het apparaat kent twee spraystanden om afhankelijk van de situatie objecten of oppervlakten gericht te kunnen besproeien. Ontdoede oppervlakken van vuil alvorens de Desinfector-Pro in gebruik te nemen. Draai de dop van de fles en plaats de fles in het apparaat. Zet het apparaat aan en houd het 50 tot 200 cm verwijderd van het object en sproei de desinfectievloeistof gelijkmatig over het oppervlak of object. Als je klaar bent, zet je het apparaat uit en plaats je het zonnodig in de batterij oplader.

## Specificaties Desinfectz PRO 500ml

|                        |  |
|------------------------|--|
| CTGB registratienr.:   | N 15489  |
| Desinfectie vloeistof: | Desinfectz PRO 2,5%                                  |
| Bestanddelen:          | 2,5% waterstofperoxide en<br>2,5% melkzuur           |
| pH waarde:             | 2.4  |
| Fles:                  | 500 ml met speciale sluiting voor de Desinfector-Pro |
| Oppervlakte 500 ml:    | ca. 400 m2   |
| Inwerktijd middel:     | 1 minuut   |

## Logistieke gegevens

|                     |  |
|---------------------|--|
| Art nr:             | 07212  |
| EAN code:           | 8720299178212  |
| Verzendenheid:      | 12 flessen in een doos   |
| Gewicht:            | 7,2 kg   |
| Afmetingen (LxBxH): | 207 x 274 x 196  |
| Pallet:             | 70 dozen (5 lagen x 14 dozen)  |
| Opslag:             | op een koele donkere plek. Geen specifieke veiligheidsmaatregelen (niet brandbaar) en geen milieuroisico's |

## Geschikt voor

Bestrijding van virussen (zoals Corona), bacteriën en gisten  
Direct geschikt voor gebruik op oppervlakken (PT02) en voedselbereiding (PT04) Naspoeien niet noodzakelijk, nadrogen indien gewenst met een droge doek



# Desinfectz PRO

CTGB registratienummer: N15489

## Voor gebruik onderstaand wettelijk gebruiksvoorschrift lezen:

toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen.

- » Op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen, inclusief oppervlakken en voorwerpen in ziekenhuizen en overige instellingen voor de gezondheidszorg.
- » Op oppervlakken en voorwerpen in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten, inclusief transportmiddelen voor dieren.
- » Op oppervlakken en apparatuur op plaatsen waar eet en drinkwaren worden bereid, behandeld en bewaard, exclusief melkwinningsapparatuur op de boerderij.

Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) bij toepassing van dit middel op de boerderij te voorkomen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden op de mestopslag of op de gemeentelijke riolering.

De gebruiksaanwijzing hierna opgenomen moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.



## Gebruiksaanwijzing:

Gebruik deze fles Desinfectz PRO 500ml door de fles te koppelen aan de Desinfector-Pro of met een handpomp-sprayer.

Desinfectz PRO 500 ml is een gebruiksklaar product. Het middel niet verder verdunnen. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken dat de oppervlakken gedurende de hele inwerktijd nat blijven. Na desinfectie de oppervlakken aan de lucht laten drogen, naspoelen is niet nodig tenzij anders vermeld. Het middel kan gebruikt worden voor het desinfecteren van wanden, vloeren en andere oppervlakken en voorwerpen in openbare ruimtes, ziekenhuizen, verzorgingshuizen en andere ruimten, inclusief medische ruimten en apparatuur. Daarnaast kan het gebruikt worden voor de desinfectie van (oppervlakken in) badkamers en toiletten. Minimale inwerktijd: - voor bestrijding van bacteriën, gisten en virussen: 1 minuut - voor bestrijding van schimmels: 2 minuten. Laat het product 1 minuut inwerken. Naspoelen is niet nodig, enkel afnemen met wegwerpdoek.

## Instructies voor veilige afvoer van het product en verpakking:

Restanten van het product afvoeren naar afvalverwerking volgens de lokale richtlijnen. Lege verpakkingen moeten worden omgespoeld voor afvoer. Lege verpakkingen mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden.



**Desinfector-Pro**